

# BIOINFORMATIKA V PRAXI – CVIČENÍ 4

## DESIGN PRIMERŮ

### PRIMERY A JEJICH VÝZNAM V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Krátké oligonukleotidové řetězce, které slouží pro provedení polymerázové řetězové reakce (PCR) označujeme jako primery. PCR má široké využití pro namnožení vybraných úseků DNA, detekci genů a dalších sekvencí, úpravu sekvencí (mutace) a řadu dalších aplikací. Návrh primerů tak musí zohledňovat účel, ke kterému budou použity.

### SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM PRO ANALÝZU PRIMERŮ

Krátké oligonukleotidy pro amplifikaci DNA in vitro (primery) lze v zásadě navrhovat ručně, s výhodou však můžeme používat počítačové programy. Ty mají svou nezastupitelnou roli zejména při analýze navržené sekvence primeru. Existuje řada programů pro tento účel a to včetně volně použitelných. V tomto cvičení budete používat program **OligoAnalyzer** na serveru firmy IDT: (<http://eu.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer/>)

The screenshot displays the IDT OligoAnalyzer 3.1 web application. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Products, Order, Support, Services, and SciTools. The main content area features a form for sequence analysis. The 'Sequence' field is empty, and the 'Target Type' is set to 'DNA'. Parameters for 'Oligo Conc' (0.25 µM), 'Na+ Conc' (50 mM), 'Mg++ Conc' (0 mM), and 'dNTPs Conc' (0 mM) are visible. A 'miniGenes' advertisement is present on the right side of the interface.

### ÚKOL 1

Seznamte se s aplikací **OligoAnalyzer**.

Se kterými typy sekvencí umí aplikace pracovat?

Jaká je základní (default) uvažovaná koncentrace iontů a s jakými hodnotami umí program zacházet?

Jaké písmeno je užito pro označení následujících bází (mixed base)?

## VÝZNAM DÉLKY PRIMERŮ A ZASTOUPENÍ BAZÍ (A+T/G+C) – $T_m$

Jednou z charakteristik primerů je jejich délka, která v kombinaci s konkrétním zastoupením bazí určuje tzv. teplotu tání ( $T_m$ , melting temperature). Ta se zvyšuje s délkou primeru a se zvyšujícím se zastoupením G+C bazí. Vyšší  $T_m$  zvyšuje specifitu primeru, pokud je však hodnota  $T_m$  příliš vysoká, nebude PCR probíhat správně. Syntéza dlouhých primerů je rovněž technicky a tudíž i finančně náročnější.

Pro typickou PCR, kde míra shodnosti sekvence primeru a cílové DNA sekvence je vysoká (100 – 90%) se jako optimální délka primerů uvádí cca 17 – 28 bází. Optimální  $T_m$  se obvykle pohybuje v rozmezí 55 – 80°C.  $T_m$  dvojice primerů by se neměla lišit o více než  $\pm 2^\circ\text{C}$ .

### OTÁZKA

Jaký základní vzorec je použit programem OligoAnalyzer pro výpočet  $T_m$  (melting temperature, teplota tání) primeru?

### ÚKOL 2

Zjistěte  $T_m$  následujících primerů (nastavení: default). Uvědomte si změnu  $T_m$  danou prodloužením sekvence a změnu danou složením (zastoupením G+C resp. A+T bazí).

#	Sekvence	Délka	G+C [%]	$T_m$
1				
2				
3				
4				
5				

### ÚKOL 3

Z následujících primerů vyberte vhodnou dvojici na základě jejich  $T_m$ .

#	Sekvence	$T_m$	Vhodná dvojice s #
1			
2			
3			
4			
5			

## ANALÝZA SEKVENCE PRIMERŮ – DIMERY, VLÁSENKY

I primery s vhodně zvolenou  $T_m$  mohou být nevhodné pro PCR, pokud by vytvářely nevhodné sekundární struktury. Pro správné nasednutí na cílovou DNA je třeba, aby primery existovaly jako monomerní molekuly a žádná z bazí nebyla blokována. K tomu však dochází, pokud primery tvoří dimery (ať již samy se sebou – homodimery, nebo s druhým primerem ve dvojici – heterodimery):

4 bp, delta G = -6.6 kc/m  
 5' GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3'  
 |||| ||||  
 3' TATCTAGGACCTTAAAGGG 5'

Podobně není žádoucí ani interakce uvnitř primeru, která vede ke tvorbě vlásenky:

Oligo, 3 bp (Loop=4), delta G = -0.1 kc/m  
 5' GGGAAA }  
 ||| }  
 3' TATCTAGGACCTTA }

V obou případech je důležité sledovat i konkrétní místo, kde by k těmto nežádoucím interakcím mohlo docházet. Obzvláště nevhodná je tvorba sekundárních struktur na 3' konci primeru.

#### ÚKOL 4

Odhalte možnou tvorbu dimerů u následujících dvojic primerů a označte zda se jedná o homodimer nebo heterodimer. Zároveň uveďte sílu dané interakce, tj. volnou Gibbsovu energii dané vazby ( $\Delta G$ ). Pokud může vznikat více různých dimerů, uvádějte jen nejstabilnější z nich.

Primer 1a

Primer 1b

Dimer			
Typ			
$\Delta G$			

Primer 2a

Primer 2b

Dimer			
Typ			
$\Delta G$			

#### ÚKOL 5

U následujících primerů detekujte tvorbu vlásenek a seřadte tyto primery podle tendence k tvorbě vlásenek od nejvyšší k nejnižší.

Primer	Vlásenka (ANO – NE)	$\Delta G$	Pořadí


## **ANALÝZA MOŽNÉHO ŠPATNÉHO NASEDNUTÍ PRIMERŮ – FALSE PRIMING SITES (FPS)**

I primery, které splňují všechny výše probírané parametry, se mohou ukázat jako nevhodné pro konkrétní účel, pokud nenasedají dostatečně specificky. Přítomnost více míst, která jsou rozpoznávána primery (false priming sites) vede k tvorbě více různých PCR produktů. Význam této analýzy se liší v závislosti na účelu PCR. Pro následné klonování a tvorbu rekombinantního proteinu je žádoucí tvorba jednoho PCR produktu, akceptovatelná je tvorba několika málo PCR produktů o různé délce. Na rozdíl od předchozích úkolů je v tomto případě klíčová nejen znalost sekvence primerů a samotného cílového úseku (genu) ale kompletní DNA přítomné v PCR směsi.

Komerční programy běžně nabízejí možnost detekce míst špatného nasednutí. U volně dostupných programů je tato funkce bohužel často opomíjena. Program **Primer-BLAST** na serveru NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/>) využívá propojení s databázemi a umožňuje tuto detekci provést.

### **ÚKOL 7**

Pro následující geny navrhnete primery tak, aby ve výsledku byl amplifikován celý gen. Ověřte možnost tvorby nežádoucích produktů při použití DNA mateřského organismu jako templátu v PCR směsi. Ke každému genu doplňte navrženou dvojici primerů, délku PCR produktu a délku dvou velikostně nejbližších možných nežádoucích produktů.

Gen 1

Organismus:

Sekvence:

Gen 2

Organismus:

Sekvence:

Gen 3

Organismus:

Sekvence:

## **VLASTNÍ DESIGN PRIMERŮ**

### **ÚKOL 8**

Primer navrhujeme vždy s ohledem na smysl jeho použití. Je-li cílem detekce přítomnosti/nepřítomnosti genu, nemusíme primery navrhovat tak, aby PCR produkt obsahoval celý gen, nebo naopak může zahrnovat i část okolní DNA. Pro tuto aplikaci lze s výhodou využít on-line programy, které v rámci zadané sekvence navrhnou optimalizované primery. Úkolem vědce je mezi nabízenými alternativami vybrat tu nejvhodnější.

Pomocí programu Primer3 (<http://frodo.wi.mit.edu/primer3>) navrhňte pro následující sekvenci vhodné primery tak, aby výsledný PCR produkt měl délku mezi 350 a 500 bp. Pro nastavení ostatních parametrů využijte znalostí z předchozích úkolů.

Sekvence:

Primer	Sekvence	Délka	Pozice	T <sub>m</sub>	GC [%]	Dimer	3' dimer	Vlásenka
Left								
Right								

Délka PCR produktu:

### ÚKOL 9

Na základě výše získaných znalostí navrhňte vhodnou dvojici primerů ke genu, s nímž budete pracovat v následujícím cvičení:

Genová sekvence:

Primery by měly zahrnovat počátek a konec genu tak, aby výsledný PCR produkt obsahoval celý gen. Zkontrolujte T<sub>m</sub> obou primerů, možnou tvorbu dimerů a vlásenek, primery by měly mít délku mezi 20 a 28 bp a obsah G+C bazí by měl být mezi 40 a 60 %.

Primer	Sekvence	Délka	Pozice	T <sub>m</sub>	GC [%]	Dimer	3' dimer	Vlásenka
Left								
Right								

### SAMOSTATNÝ PROJEKT

Vaším úkolem je navrhnout vhodnou dvojici primerů ke genu, který jste identifikovali v sekvenci zadané v předchozím cvičení. Opět platí, že primery by měly zahrnovat počátek a konec genu tak, aby výsledný PCR produkt obsahoval celý gen. Zkontrolujte T<sub>m</sub> obou primerů, možnou tvorbu dimerů a vlásenek, primery by měly mít délku mezi 20 a 28 bp a obsah G+C bazí by měl být mezi 40 a 60 %.