

Úkoly

Cvičení (datum vaší skupiny)

- 1) Vypočítat rovnici kalibrační přímky TBARs
- 2) Vypočítat limit detekce (LOD) a limit kvantifikace (LOQ) z kalibrační křivky standardů (například viz list
- 3) Graficky znázornit rovnici kalibrační přímky s vyznačením příslušných SD (směrodatných odchylek)
- 4) Porovnat retenční čas (r_f) píku ve standardním roztoku a v extraktu vzorku a rozhodnout, zda se TBA
- 5) Pokud se shodují r_f píku ve vzorku a standardu, ale vypočtená koncentrace ve vzorku je menší než k
- 6) Pokud se shodují r_f píku ve vzorku a v standardu a vypočtená koncentrace ve vzorku je větší než kor
- 7) Z určené koncentrace (μM) z kalibrační přímky vypočtete množství TBARs ve vašem vzorku s přihléd
- 8) Pokuste se o krátkou diskuzi, zhodnocení cvičení

Otázky & Odpovědi

	Jméno		
	Datum cvičení		
	Název vzorku		
1)	Směrnice (slope) kalibrační přímky TBARs?		
2)	Intercept kalibrační přímky TBARs?		
3)	LOD		μM
4)	LOQ		μM
5)	Koncentrace TBARs v reakční směsi		μM
6)	Koncentrace TBARs ve vzorku		nmol / mg r
7)	Diskuze vašich výsledků (srovnání s podobnými tkáněmi; rozdíl roztina vs. živočišná tkáň; r		

st "jak vypočítat LOD, LOQ")

Rs ve vzorku nachází (rf std ± 0.1 min)

oncentrace označená jako LOQ (limit kvantifikace), počítejte koncentraci TBARs ve vašem vzorku jako
icentrace určená jako LOQ, výsledkem je koncentrace TBARs v roztoku podle kalibrační přímky (μM)
lnutím k ředěním a vyjádřete v jednotkách (nmol / mg mokré váhy)

mokré váhy tkáně

orientační podíl vody, tuku mezi vzorky; vzorky pod LOQ a změna jejich ředění)



hodnotu rovnou $1/2$ LOQ



Výsledky měření

Instrument Agilent 1100
Software Agilent ChemStation for LC and LC/MS system
Column SUPELCO ABZ+Plus (15cmx4.6mm; 5µm)
LC-file C:\HPCHEM\1\DATA\Cviko_TBARS_2014
Date 10-Nov-14
Method MDA_1.m
Analysis time 5min


ORIENTAČNÍ - slouží
pro diskuzi - k výpočtu
použijte plochu a rf,
které jste sami odečetli
z chromatogramu

vzorek	rf	plocha píku
LŠ kapusta		25.9
LŠ srdce	x	
MM játra smažená		45.0
VM játra potkan		36.8
NN kapr		58.6
OB rostlina		318.3
ER kapr		51.2
EŠ jablko		41.6
ES kapr		49.9
ZN kobliha		48.7

Vyhodnocení

c std MDA-TBA (TBARS) µM	Ředění	finální c std MDA-TBA (TBARS) µM	A1	A2	A3	Průměr A	SD	Cv%
0.0 (Blank)	1	0	19.0	21.1	20.4			
	1	0.01	27.5	27.1	28.9			
	1	0.02	26.1	27.8	28.4			
	1	0.04	30.1	36.5	31.9			
	1	0.1	45.3	46.0	40.1			
	1	0.2	65.6	60.6	64.2			
	1	0.4	105.6	100.8	106.7			
	1	0.8	200.0	193.8	189.3			
	1	1.2	278.6	295.3	280.2			
	1	2.4	488.0	506.6	458.3			
	1	4.8	998.8	971.8	903.3			
Kalibrační přímka: Plocha(532nm) = SLOPE * c (µM) + INTERCEPT								
SLOPE (Směrnice):							#DIV/0!	


rf průměr (min)	
2.645	
2.633	
2.637	
2.642	
2.638	
2.648	
2.619	
2.665	
2.652	
2.534	
2.567	






A orientační

25.9
x
45.0
36.8
58.6
318.3
51.2
41.6
49.9
48.7





Výsledky měření

Instrument Agilent 1100
 Software Agilent ChemStation for LC and LC/MS system
 Column SUPELCO ABZ+Plus (15cmx4.6mm; 5µm)
 LC-file C:\HPCHEM\1\DATA\Cviko_TBARS_2014
 Date 14-Nov-14
 Method MDA_1.m
 Analysis time 5min

ORIENTAČNÍ - slouží
 pro diskuzi - k výpočtu
 použijte plochu a rf, které
 jste sami odečetli z
 chromatogramu


vzorek	rf	plocha píku
MB_Echynka		292.1
KJ_srdce	x	
JJ_such.jedle		731.0
HK_hruška		68.3
ZM_smaž.játra		68.1
AS_sýr		27.8
MS_fikus	x	
JT_kaktus		309.0

Vyhodnocení

c std MDA-TBA (TBARS) µM	Ředění	řádná c std MDA-TBA (TBARS) µM	A1	A2	A3	Průměr A	SD
0.0 (Blank)	1	0	19.0	21.1	20.4		
	1	0.01	27.5	27.1	28.9		
	1	0.02	26.1	27.8	28.4		
	1	0.04	30.1	36.5	31.9		
	1	0.1	45.3	46.0	40.1		
	1	0.2	65.6	60.6	64.2		
	1	0.4	105.6	100.8	106.7		
	1	0.8	200.0	193.8	189.3		
	1	1.2	278.6	295.3	280.2		
	1	2.4	488.0	506.6	458.3		
	1	4.8	998.8	971.8	903.3		
Kalibrační přímka: Plocha(532nm) = SLOPE * c (µM) + INTERCE							
SLOPE (Směrnice):							
Intercept:							
Vzorek	Ředění tkáň	Ředění homogenátu	A	C µM	řádná C nmol/mg tkáň	SD	Cv%
MB_Echynka							

KJ_srdce							
JJ_such.jedle							
HK_hruška							
ZM_smaž.játra							
AS_sýr							
MS_fikus							
JT_kaktus							


Cv%	rf min	
	2.645	
	2.633	
	2.637	
	2.642	
	2.638	
	2.648	
	2.619	
	2.665	
	2.652	
	2.534	
	2.567	
:PT		
#DIV/0!		
#DIV/0!		
rf min	A	
	292.1	



	x
	731.0
	68.3
	68.1
	27.8
	x
	309.0




1. vytvořit soubor (koncentrace kalibračních roztoků x plocha píku) ve statistice (import z .xls)



	finální c std MDA-TBA (TBARS) mM	A1	A2	A3
1	0	1		
2	0.01	10		
3	0.02	20		
4	0.04	30		
5	0.1	40		
6	0.2	80		
7	0.4	160		
8	0.8	320		
9	1.2	480		
10	2.4	900		
11	0	1		
12	0.01	10		
13	0.02	20		
14	0.04	30		
15	0.1	40		
16	0.2	80		
17	0.4	160		
18	0.8	320		
19	1.2	480		
20	2.4	900		
21	0	1		
22	0.01	10		
23	0.02	20		
24	0.04	30		
25	0.1	40		
26	0.2	80		
27	0.4	160		
28	0.8	320		
29	1.2	480		
30	2.4	900		

2. vybrat "vícenásobná regrese"
3. zadat "závislé a nezávislé proměnné"
4. vybrat "výsledky regrese se závislými proměnnými"
5. určit směrodatnou chybu interce
6. LOD (LOQ) určit například ze v




7. LOD (LOQ) lze určit i dalšími různými způsoby

ěnné"

islou proměnnou"

řptu

vztahu: s_a (směrodatná odchylka interceptu "a" lineární závislosti $y = a + bx$); m (slope, b)



Výsledky regrese se závislou proměnnou : A1 (cviko_regerese)
R= .94512524 R2= .89326173 Upravené R2= .88958110
F(1,29)=242.69 p<.00000 Směrod. chyba odhadu : 103.22

	b*	Sm.chyba z b*	b	Sm.chyba z b	t(29)	p-hodn.
d MDA-TBA (TBARS) mM	0.945125	0.060668	276.2271	17.73120	15.57859	0.000000

$LOD=$

$LOQ=$

znými způsoby (trojnásobek šumu baseline)

$$= \frac{3.s_a}{m}$$

$$= \frac{10.s_a}{m}$$