

P11 Klinická mikrobiologie II – vyšetřování u dýchacích a trávicích infekcí


Ke studiu: Infekce různých orgánů a orgánových systémů (z učebnic, WWW atd.)

Z jarního semestru: Mikroskopie, kultivace, biochemická identifikace

Vyšetřování u infekcí respiračního traktu

Úkol 1: Vyhledávání respiračních patogenů v klinické mikrobiologii

S pomocí učitele a prezentace popište následující obrázek. Poznatky z něj pak využijte v úkolech 2 a 3.



Úkol 2: Vyšetření u akutní bronchopneumonie

Pro tuto kasuistiku, dokumentovanou průvodkou, se pokuste vyšetřit odpovídající vzorek (sputum), nalézt patogena, učinit závěr a interpretovat jej. Postupně vyplňte jednotlivá políčka v „obrazovce laboratorního informačního systému“.

Kód pojíškovny 1 1 1	požaduje díl A	IČP 7 2 1 2 3 4 5 6 Odbornost 7 8 9 1 5 1 2 0 8	Datum	Čís. dokladu	Poř. č.
POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ					
Pacient Linda Zelená	Č. pojistence *1932	akutní bronchopneumonie, 38,5 °C, diabetička			
Variabilní symbol	Odeslán ad:	Kód náhrady			
Požadováno: sputum na bakteriologické vyšetření					
Poznámka: 72 Dr. Mikrobiologický 123 praktický lékař 456 Genom pozytivní 8. Brno razítka a podpis lékaře					
Dne: _____ razítka a podpis					

Pacientka: Linda Zelená *1932 Dg.: Pneumonie, diabetes					
Vzorek: Sputum Objednавatel: Dr. Mikrob Strašlivý					
Mikroskopie: epitelie: leukocyty: G+ koky ve dvojicích: G+ koky v řetízcích: G+ koky ve shlucích: G+ tyčinky:					
Bakterie A: popis		Závěr:		Interpretace	
Bakterie B: popis		Závěr:		Interpretace	
Bakterie C: popis		Kataláza	10 % NaCl	Hyaluronidáza	Závěr: Interpretace

Test citlivosti na antibiotika (bakterie C)

Cefoxitin (FOX)*	R < 22 C ≥ 22		Ko-trimoxazol (SXT)	R < 14 C ≥ 17	
Erythromycin (E)	R < 18 C ≥ 21		Tetracyklin** (TE)	R < 19 C ≥ 22	
Clindamycin (DA)	R < 19 C ≥ 22		Chloramfenikol (C)	R < 18 C ≥ 18	

zapisujte C = citlivý, R = rezistentní, případně I = intermediární

*interpretuje se jako oxacilin a další betalaktamy

**výsledek testu citlivosti platí i pro doxycyklin

Konečný závěr a doporučení léčby: _____

a) Mikroskopie sputa

Prohlédněte si náter připravený z vašeho vzorku. Pokuste se identifikovat jednotlivé objekty (bakterie, hostitelské buňky). Vyplňte poličko „Mikroskopie“ takto:

+++ = více než 10 objektů v zorném poli

++ = méně než 10 objektů v zorném poli

+ = jen řídce (jeden či méně objektů na zorném pole)

0 = nepřítomno

b) Popis bakterií

Na krevním agaru popište velikost, barvu a hemolytické vlastnosti daných bakterií. Jiné vlastnosti nepopisujte. Vezměte v úvahu, že na Endově půdě žádné bakterie nerostly. Bakterie A a B by měly být takové, které lze považovat za součást běžné flóry. Bakterie C bude patogen, který bude blíže testován v části c) a d).

c) Další testy

Vyplňte výsledek katalázového testu, růst na krevním agaru s 10 % NaCl a hyaluronidázový test

d) Citlivost na antibiotika

Vyplňte test antibiotické citlivosti u bakterie C. Napište vždy název antibiotika a „C“ nebo „R“ (citolivé či rezistentní). Hraniční zóny máte na stole.

e) Končený závěr.

Pokusete se formulovat závěr pro obvodního lékaře. Zvláště se s pomocí svého učitele pokusete vybrat to nejvhodnější antibiotikum léčby.

Úkol 3: Vyšetření u akutní tonsilitidy

Také u této kasuistiky, dokumentované průvodkou, se pokusete vyšetřit příslušný vzorek (výtěr z krku), najít patogena a učinit závěr a interpretovat jej. Postupně vyplňte jednotlivá políčka v „obrazovce laboratorního informačního systému“. Způsob vyplnění viz u předchozího úkolu.

Kód pojišťovny 1 1 1	požaduje dil A	IČP 7 2 1 2 3 4 5 6 Odbornost 7 8 9 1 5 1 2 0 8	Datum	Čís. dokladu provedl dil B	Poř. č.
POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ					
Pacient Č. pojištěnce Variabilní symbol	Martin Modrý *1991	akutní tonsilitis, 38,8 °C	IČP		
Odeslán ad:		Kód náhrady	Odbornost		
Požadováno: výtěr z krku na bakteriologické vyšetření					
Poznámka:  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> 72 Dr. Mikrob Strašlivý 123 praktický lékař 456 Gruzopozitivní 8 Brno <small>razítko a podpis lékaře</small> </div> <div style="flex: 1;"> Dne: <small>razítko a podpis</small> </div> </div> <p>VZP-06w/1999</p>					

Pacient Martin Modrý *1991 Dg.: Akutní tonsilitis					
Vzorek: Výtěr z krku Objednavatel: Dr. Mikrob Strašlivý					
Bakterie A: popis	Závěr:	Interpretace			
Bakterie B: popis	Závěr:	Interpretace			
Bakterie C: popis	Kataláza	Slanetz Bartley	PYR	CAMP	Závěr: Interpretace

Test citlivosti na antibiotika (bakterie C)

Penicilin (P)	R < 18 C ≥ 18		Chloramfenikol (C)	R < 19 C ≥ 19	
Erythromycin (E)	R < 18 C ≥ 21		Tetracyklin* (TE)	R < 20 C ≥ 23	
Klindamycin (DA)	R < 17 C ≥ 27		Vankomycin (VA)	R < 13 C ≥ 13	

zapisujte C = citlivý, R = rezistentní, případně I = intermediární

*interpretuje se jako oxacilin a další betalaktamy

**výsledek testu citlivosti platí i pro doxycyklin

Konečný závěr a doporučení léčby: _____

Úkol 4: Vhodné vzorky u různých respiračních chorob

S pomocí prezentace najděte vhodné vyšetřovací postupy pro různé klinické situace

Podezření na	Typ vzorku	Podezření na	Typ vzorku
rhinitis		bronchitis	
sinusitis		akutní pneumonie (hnisavá expektorace)	
pharyngitis		subakut. pneumonie (suchý kašel)	
chřipku		plicní aspergilózu	

Vyšetřování gastrointestinálního systému**Úkol 5: Vyšetření u akutního průjmu**

V tomto případě byla do laboratoře zaslána stolice. Je třeba vědět, že stolice normálně obsahuje striktně anaerobní flóru, která však nemůže být nalezena při normální kultivaci, neboť ta je pouze aerobní. Ani enterokoky běžně nenašláme, protože součástí běžného vyšetření stolice není použití krevního agaru. Na druhou stranu ve stolici často nacházíme zástupce čeledi *Enterobacteriaceae*, a to jak součásti normální flóry (přičemž některé kmeny mohou vykazovat zvýšenou virulenci, např. EPEC u *E. coli*) tak i obligátní patogeny (*Salmonella*). – Výsledky kultivace posuzujeme po 24 h (přímá kultivace na Endově agaru a XLD) a 48 h (přímý výsledek kultivace kampylobakteria na půdě CCDA a yersinie na půdě CIN agar, a subkultivace ze selenitového bujónu na Endovu půdu a MAL agar). Ve vašem případě byl již odečet za 24 h proveden. Proveďte vyhodnocení za 48 hodin, proveďte další testy a učiňte závěr.

Pozor: Na půdách jako je XLD, MAL, CIN či CCDA zapište nález jako „suspektní“ pouze pokud se podobá pozitivní kontrole (na bočním stole). Všechny ostatní nálezy (něco roste, ale „ne jako kontrola“) se považují za negativní!

Kód pojíšovny 1 1 1	požaduje dil A	IČP 7 2 1 2 3 4 5 6	Datum Odbornost 7 8 9 1 5 1 2 0 8	Čís. dokladu provedl dil B	Poř. č.						
POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ											
Pacient Cecílie Hnědá	Č. pojistence *1983	Dg. Akutní průjem	IČP	Odbornost	Var. symbol						
Variabilní symbol			Datum	Kód	Poč.						
Odeslán ad:		Kód náhrady	1								
Požadováno:											
Bakteriologické vyšetření stolice											
Poznámka:											
<table border="1"> <tr> <td>72</td> <td>Dr. Mikrobiologický</td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>praktický lékař</td> </tr> <tr> <td>456</td> <td>Gospodářství 8 Brno</td> </tr> </table> <hr/> razítko a podpis lékaře			72	Dr. Mikrobiologický	123	praktický lékař	456	Gospodářství 8 Brno	Dne: razítko a podpis		
72	Dr. Mikrobiologický										
123	praktický lékař										
456	Gospodářství 8 Brno										
						11					
						12					
						13					
						14					

Pacientka Cecílie Hnědá, *1984			Dg.: Akutní průjem		
Endova půda (24 h)	Půda XLD (24 h)	Endova půda (subkultivace)	Půda MAL (subkultivace)	Půda CIN (48 h)	Půda CCDA (48 h)
<i>E. coli</i>	negativní				Konečný závěr a interpretace:
Další testy					
Hajnova půda					
Serotypizace		Studenti zubního lékařství tuto část neprovádějí			

Úkol 6: Odběr stolice na vyšetření různých patogenů a toxinů

Pro některé účely lze zasílat výtěry z řiti (či konečníku). V jiných případech je nutno zaslat skutečný vzorek stolice, někdy dokonce při chladničkové teplotě.

Prohlédněte si následující tabulku – pro studenty zubního lékařství je již vyplněna

Stolice zaslána na	Typ vzorku	Stolice zaslána na	Typ vzorku
bakteriologii	<i>Anální/rektální výtěr (Amies)</i>	virologii – izolace viru	<i>Kusová stolice, nutno chladit!</i>
mykologii	<i>Anální/rektální výtěr (Amies nebo FungiQuick)</i>	parazitologii	<i>Kusová stolice, není nutno chladit</i>
virologii – průkaz antigenu	<i>Kusová stolice, není nutno chladit</i>	detekce toxinu <i>Clostridium difficile</i>	<i>Kusová stolice, není nutno chladit</i>