

## P10 Klinická mikrobiologie I – obecná

K nastudování: Odběr a transport vzorku, indikace a interpretace vyšetření (z učebnic, WWW atd.)

### Úkol 1: Indikace mikrobiologického vyšetření

Vyplňte tabulku pro následující kazuistiky.






- ❶ Vždy vyplňte popis případu (levý sloupec)
- ❷ Pak se pokuste nalézt řešení. Pokuste se strukturovat odpověď následujícím způsobem:
  - Mikrobiologické vyšetření: ano/ne
    - ❖ **pokud ano**, který typ vzorku(-ů)
    - ❖ **pokud ne**, jaký další postup (přímá léčba – které antibiotikum, atd.)
- ❸ Po dvouminutovém limitu, napište opravu podle výkladu učitele.



	Popis případu	Vaše řešení (⌚ 2 minuty)	Oprava podle výkladu učitele
<b>a</b>			
<b>b</b>			
<b>c</b>			
<b>d</b>			

### Úkol 2: Odběrovky a nádoby

Prohlédněte si odběrovky (odběrové soupravy) v tabulce a vyplňte jejich „průkazy totožnosti“.

Název: Suchá odběrovka		
	Tyčinka může být vyrobena z	plastu, dřeva či hliníku
	Tampon je vyroben z	umělé bavlny
Praktické použití:		
Název: Odběrovka s Amiesovou transportní půdou		
	Tyčinka je vyrobena z	plastu či hliníku
	Tampon je vyroben z	umělé bavlny
	Půda	Amies (Stuart, Cary Blair)
Poznámka: Půda může obsahovat aktivní uhlí (pak je černá); bez něj by byla bezbarvá.		
Praktické použití:		
Varianta s hliníkovou tyčinkou se používá pro		

Název: Odběrovka Fungi-Quick		
	Tyčinka je vyrobena z	plastu
	Barva transportní půdy	bezbarvá
	Barva uzávěru	
Praktické použití:		
Název: Odběrovka C. A. T.		
	Tyčinka je vyrobena z	plastu
	Barva transportní půdy	bezbarvá
	Barva uzávěru	
Praktické použití:		
Název: Běžná zkumavka pro mikrobiologii		
	Sterilní? (ano či ne)	
	Popis	Vyrobena z polystyrénu, 16 × 100 mm, 10 ml
Praktické použití:		
Název: Sputovka		
	Sterilní? (ano či ne)	
	Popis	Vyrobena z polystyrénu či polypropylénu, 26 × 92 mm, 30 ml
Praktické použití:		
Název: Nádobka na stolici		
	Sterilní? (ano či ne)	
	Popis	Vyrobena z polypropylénu, 26 × 82 mm, 30 ml
Praktické použití:		

<b>Název:</b>		<b>Odběrová nádobka na moč</b>	
		Sterilní? (ano či ne)	
		Popis	Vyrobena z polypropylénu, 45 × 70 mm, 120 ml
Praktické použití:			

### Úkol 3: Jiné odběrové metody než odběrovka a nádobky

Vyplňte následující tabulku:

Metoda odběru	Příklad(y) typického použití
nátěr na skličko	
otisk na agar	
otisková metoda (čtvereček)	
urikult	

### Úkol 4: Žádanka

#### a) Vyplnění žádanky

Vyplňte do následující žádanky jméno a údaje pacienta a požadované vyšetření dle kartičky, kterou vám dal učitel (každý má svou vlastní kartičku). Popis případu neopisujte z kartičky, formulujte zato požadavek na vyšetření dle vlastní úvahy tak, jak se domníváte, že by měl být lékařem pro daný případ formulován.

**Příklady formulace požadavku na žadance (pole „Požadováno“):**

- Výtěr z krku na bakteriologii
- Krev na protilátky proti EB viru a cytomegaloviru
- Stolice na parazity (návrat z pobytu v Kongu a Gabonu)

Kód pojistovny	Číslo zdravotní karty	ICP	Datum	Čís. dokladu	Poř. č.
		Odbornost			
<b>POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ</b>					
Pacient	Č. pojistěnce		Základní diagnóza	ICP	
Variabilní symbol	Ostatní diagnózy		Odbornost		
Odeslán ad:	Kód náhrady		Var. symbol	Datum	Kód Poč.
<b>Požadováno:</b>					
<b>Poznámka:</b>					
	Dne:				
	razítko a podpis lékaře		razítko a podpis		



**b) Interpretace nepřímého průkazu**

Interpretujte několik klinických situací na kartičkách. Nezapomeňte, že pro interpretaci je nutno využít jak klinická data, tak také laboratorní nálezy.

Opište z kartičky (věty zjednodušte)		Závěr
Klinická situace	Výsledky serologického vyšetření	

Poznámky (oprava vašeho závěru učiněná učitelem)