

**Terka + Katka**

225	182.25	144
81	59.3	88.3
24	179	0

1	2	3
plazma	5	4
sliny	hemol.	BFP

S = roh do středu (Nedal se počítat, protože gel byl poškozený, tak použijte některý :

**D = roh ke kraji**

190.45	176.9	110.25
127.7	65.6	81
46.25	184.95	0

1	2	3
plazma	5	4
sliny	hemol.	BFP

**K. Š. M. P.**

<b>vlevo</b>	240.25	116.65	146.4
	141.6	0	84.65
	163.85	141.6	72.25

1	4	3
2	B	5
hemol.	plazma	sliny

<b>vpravo</b>	237.15	187.7	169
	148.85	64	100
	60.85	161.3	0

1	2	3
plazma	5	4
sliny	hemol.	BFP

z výsledků od kolegů.)

Žlutě označený je roh, který byl uřezaný.

Co v které jamce bylo, víte asi nejlíp sami, takže schéma pipetování berte jenom orientačně. Konkrétně jenom KŠMP gel vlevo vypadal napipetovaný v jiném pořadí, než je ve skriptech.